

EDITO

Le mois de mars marque la fin de l'hiver et le début du printemps. **Les célèbres giboulées de mars** rythment votre mois, et comme celles-ci, Pharmacom fait pleuvoir vos news du mois.

Votre newsletter vous propose son truc et astuce ainsi que votre rappel, comme chaque mois, mais également **un sondage sur la gestion des dates de péremption dans winpharma**.

Nous vous remercions de prendre quelques précieuses minutes de votre temps, afin d'avoir votre avis sur ce sujet.

[Cliquez-ici](#)

Les équipes de Pharmacom vous souhaitent une excellente fin de mois de mars!



NEWSLETTER MARS 2025 #25

TRUC ET ASTUCE : DÉLIVRANCE À L'UNITÉ

Comment paramétrer la délivrance à l'unité?

Allez dans le menu **Listes, Produits**
Allez dans chacune de vos fiches, pour lesquelles vous voulez appliquer une délivrance à l'unité (produits listés seulement).

Ensuite, cliquez sur l'onglet **7. Unités** et cochez la case **Délivrance à l'unité. 1**

Cette case vous permettra de tarifier vos antibiotiques à l'unité et donc d'envoyer en télétransmission le prix au comprimé et non à la boîte.

NB : Si vous ne souhaitez pas le faire, ne cochez pas la case.

Créer un motif d'ajustement de stock

Pour celles et ceux qui souhaitent le faire, nous vous recommandons de créer un motif d'ajustement de stock **Délivrance à l'unité** (depuis le menu **Dossier, Préférences, Motifs d'ajustement de stock**), car les boîtes entières vont quand même se déstocker, donc vous devrez ajuster vos stocks boîtes de temps en temps.

AMOXICILLINE ARL 1G CPR DISP14

AMOXICILLINE ARROW 1 G 14 COMPRIMES*

AMOXICILLINE ARROW 125MG/5ML P DR SUBU FL*

AMOXICILLINE ARROW 1G i6*

AMOXICILLINE ARROW 250MG/5ML P DR SUBU FL*

AMOXICILLINE ARROW 500MG GEL B /12*

AMOXICILLINE ARROW 500MG/5ML P DR SUBU FL*

AMOXICILLINE ARW 1G CPR DISP30

AMOXICILLINE ARW 500MG GELU 12

AMOXICILLINE ARW 500MG GELU 30

Vignette BLANCHE 1 TVA 2,1

1.Stock 2.Vente 3.Achat 4.Délivrance 5.Rayon 6.Classif 7.Unités

Nb d'unités par boîte 14

Nb d'unités délivrables

Nb d'unités réservées

Nb d'unités à détruire

✓ Délivrance en unités

Délivrance en unités

Indiquez le nombre total d'unités de prise (ampoules, comprimés, gélules, patchs, ...)
à facturer pour le produit (1 boîte = 14 unités)

3400930137284 AMOXICILLINE ARL 1G CPR DISP14

Nombre d'unités facturées 12 dont 1 boîte

Nombre de boîtes délivrées 1

Nombre de boîtes promises

Tarification par ☒ unité ☐ boîte

ID / Finess 33 1 08301

Spéc MÉDECINE GÉNÉRALE

Tél

Dates

Date/orig ord 18/03/2025

Date fac 18/03/2025

PrixTTC en € 5,11 Remise 0,00 Qté 1

OK Annuler

En créant ce motif, cela vous permettra de retrouver facilement vos d'ajustements de stock (depuis le menu **Stock, Etat du stock, Liste des ajustements de stock**, en filtrant sur le motif **Délivrance à l'unité**).

Quelle manipulation faire pour revenir en arrière?

- Réajuster le stock boîte
- Décocher la case Délivrance en unité

La sérialisation, le robot/automate?

- la sérialisation se fera avec la/les boîte(s) non sérialisée(s).
- Si vous souhaitez le faire, alors que vous êtes doté d'un robot/automate, il serait plus judicieux de sortir vos boîtes et de les mettre sur une étagère, "à l'ancienne".

Les développeurs ont conscience de vos difficultés à vous approvisionner sur certains produits listés et ils espèrent que cette procédure conviendra à ceux qui l'ont demandée.

L'équipe formation

NEWSLETTER MARS 2025 #25

RAPPEL : VÉRIFIER QUE VOTRE SÉRIALISATION FONCTIONNE CORRECTEMENT

Depuis quelques mois, les amendes concernant le non respect de la sérialisation tombent.

Voici un rappel qui vous permettra de vérifier que votre sérialisation est bien paramétrée et qu'elle fonctionne correctement.

- 1ère vérification : allez dans le menu **module, sérialisation** et vérifiez que le module est activé **1** et qu'il y a des paramètres incrémentés **2**
- Vérifiez que votre certificat n'est pas expiré **3 et 4**.

S'il est expiré, faites une demande sur le support de France MVO

<https://www.france-mvo.fr/support/>

- Vérifiez que tous vos lecteurs 2D soient compatibles ou bien à jour.

Pour voir les lecteurs compatibles :

<https://www.winpharma.com/configuration-douchette/>

☒ **Utilisation Sérialisation** **1**

Client : PHARMDIRECTER

Utilisateur : 33 XXXXXXXX

Mot de passe : XXXXXXXXXXXX

[Changer un mot de passe](#)

Certificat **2**

Statut : [Télécharger avec TAN](#) [MAJ du certificat](#)

Mot de passe du certificat : XXXXXXXXXXXX

Date d'expiration du certificat : XXXXXXXXXXXX

[Options supplémentaires](#)

Statut : **Certificat expiré 3**

Date d'expiration du certificat : **28/11/2024 4**

5. Sérialisation 6. Documents 7. SESAM Blob

5

	Pér...	Opération	Info
805622	30/04/20	Dispenser	Inactif (dispensé)
148379	30/06/20	Dispenser	Inactif (dispensé)

Plusieurs possibilités pour vérifier si vos lecteurs font bien la sérialisation :

Lorsque vous finalisez votre vente, le panneau de sérialisation apparaît.

Si aucun des produits listés n'a la coche verte = 1er signe que votre lecteur n'est pas compatible ou pas à jour.

A chaque fois que vous bipez un code data matrix en vente et que celle-ci est finalisée, dans la consultation rapide de la vente (onglet 5 Sérialisation) vous verrez les produits listés "Inactif" **5**.

Si vous ne les voyez pas = 2ème signe que votre lecteur n'est pas compatible ou pas à jour.

Depuis la liste des produits (onglet Plus) ou dans le menu Edition : Vérification d'un produit sur MVO.

Si vous bipez votre data matrix, vous devez voir apparaître si votre produit est "actif" ou "inactif".

Si vous ne le voyez pas = 3ème signe que votre lecteur n'est pas compatible ou pas à jour.

Les équipes formation et technique